


Anti-Grp75/Mot/Hspa9 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P38646

Número do item: CM0002246



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Grp75/MOT/HSPA9 humano (P38646). Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de estresse mitocondrial e chaperonas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Grp75/MOT/HSPA9 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CSA; MOT; MOT2; SAAN; CRP40; EVPLS; GRP75; PBP74; GRP-75; HSPA9B; SIDBA4; MTHSP75; HEL-S-124m; Grp75/MOT/HSPA9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3313
GeneID	3313
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 580-679 de Grp75/MOT/HSPA9 humano (P38646)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38646
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Envio	Bolsa de gelo