


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Gsk3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Número do item: CM0019009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GSK3 β validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a sinalização Wnt, o metabolismo da glicose e a doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GSK3 β pAb de coelho
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	2932
ID do gene	2932
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P49841
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo