

Anticorpo Policlonal De Coelho Gsr Para Wb E Elisa - P00390

Número do item: CM0012886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a glutathiona redutase humana (GSR) validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudar biologia redox, estresse oxidativo e vias da anemia hemolítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho GSR
Observações/Apêndice	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2936
GeneID	2936
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 273-522 da GSR humana (NP_000628.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00390
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo