


## Anticorpo Policlonal De Coelho Gsta2 Para Wb, Elisa - P09210

Número do item: CM0025213



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GSTA2 validado para WB e ELISA. Reconhece GSTA2 humano, de camundongo e de rato. Imunogênio de proteína recombinante cobrindo GSTA2 humano de comprimento total. Ideal para estudos de desintoxicação e fígado. - P09210

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GSTA2 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | GST2; GTA2; GTH2; GSTA2-2; GSTA2                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID              | 2939                                                                                                                      |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-222 do GSTA2 humano (NP_000837.3). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | P09210                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 26kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                             |