

Mab De Coelho Contra Gsta4 Para Wb, Elisa - 015217

Número do item: CM0005980



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a GSTA4 humano (GTA4, GSTA4-4), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma proteína de 26 kDa; apresenta reatividade cruzada com amostras humanas. Ideal para o estudo da função da glutathione S-transferase A4 e da desintoxicação de 4-HNE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra GSTA4
Observações/Apelidos	GTA4; GSTA4-4; GSTA4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2941
GeneID	2941
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15217
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo