


Anticorpo Monoclonal De Coelho Gsst1 Para Wb, Elisa - P30711

Número do item: CM0004219



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GSTT1 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Imunogeno: GSTT1 recombinante (aa 1-240). Para estudos de glutathione S-transferase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GSTT1 Rabbit mAb
Observações/Alias	GSTT1
Espécie	Humana
GeneID	2952
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 da GSTT1 humana. (NP_000844.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30711
Peso da Proteína	27kDa
Transporte	Bolsa de gelo