


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gtf2F1 Para Wb E Elisa - P35269

Número do item: CM0020789



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-GTF2F1 (P35269) validado para WB e ELISA. Reconhece as espécies humana, de camundongo e de rato. Subunidade 1 do fator geral de transcrição IIF (TFIIF-alfa), 58 kDa, de origem de coelho.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-GTF2F1
Observações/Alias	BTF4; RAP74; TF2F1; TFIIF; GTF2F1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	2962
ID do gene	2962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-517 de GTF2F1 (NP_002087.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P35269
Peso da proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo