


Anticorpo Policlonal De Coelho Gucy2C Para Wb E Elisa - P25092

Número do item: CM0017968



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GUCY2C humano (guanilil ciclase C), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de enterotoxina e doenças gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GUCY2C pAb de Coelho
Observações/Apelido	GC-C; STAR; DIAR6; GUC2C; MECIL; MUCIL; GUCY2C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2984
ID do Gene	2984
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-330 do GUCY2C humano (NP_004954.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P25092
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Saco com gelo