

Habp2 Coelho Pab Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14520

Número do item: CM0030678

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a HABP2 (proteína ativadora do Fator VII) para aplicações que incluem WB, IF/ICC e ELISA. Detecta HABP2 humano e de camundongo. Adequado para estudos de coagulação e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HABP2 Coelho pAb
Observações/Alias	FSAP; HABP; PHBP; HGFAL; NMTC5; HABP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3026
GeneID	3026
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-313 da HABP2 humana (NP_004123.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q14520
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo