

Hars2 Coelho Pab Para Wb, Elisa - P49590

Número do item: CM0024897

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HARS2 validado para WB e ELISA. Detecta HARS2 humano, de rato e de rato, uma histidina--tRNA ligase mitocondrial. Ideal para estudar a tradução mitocondrial e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HARS2 Coelho pAb
Observações/Apelido	HO3; HARSL; HARSR; HisRS; PRLTS2; HARS2
Espécie	Humano
GeneID	23438
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 217-506 do HARS2 humano (NP_036340.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P49590
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo