

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Haus8 Para Wb - Q9Bt25

Número do item: CM0027364



introdução

Validado para WB, IF/ICC e ELISA, este anticorpo policlonal de coelho anti-HAUS8 reconhece HAUS8 humano e de rato (Q9BT25), apoiando pesquisas sobre montagem do fuso mitótico, integridade do centrôssomo e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-HAUS8
Observações/Apelido	DGT4; HICE1; NY-SAR-48; HAUS8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	93323
ID do Gene	93323
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 166-410 do HAUS8 humano (NP_219485.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BT25
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo