

Havcr1 Pab De Coelho - Q96D42

Número do item: CM0030266



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HAVCR1 humano (TIM-1/KIM-1) para WB e ELISA, reagindo com humano, camundongo e rato. Útil para estudos sobre lesão renal, entrada viral e imunidade de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HAVCR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TIM; KIM1; TIM1; CD365; HAVCR; KIM-1; TIM-1; TIMD1; TIMD-1; HAVCR-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26762
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-125 do HAVCR1 humano (NP_036338.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96D42
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo