


Anticorpo Policlonal De Coelho Hbg1/Hbg2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P69892

Número do item: CM0019407



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho HBG1/HBG2 detecta cadeias gama da hemoglobina fetal em WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa em hemoglobinopatias e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HBG1/HBG2 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	TNCY; HBG-T1; HBG1/HBG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3048
GeneID	3048
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HBG1/HBG2 humano (NP_000175.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P69892
Peso Proteico	16kDa
Envio	