

Anticorpo Policlonal De Coelho Hcar3 Para Wb - P49019

Número do item: CM0023550



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HCAR3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função do receptor de ácido hidroxicarboxílico 3 na biologia e metabolismo dos adipócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCAR3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HCA3; HM74; PUMAG; Puma-g; GPR109B; HCAR3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8843
GeneID	8843
Imunogênio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 300-392 do HCAR3 humano (NP_006009.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49019
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo