

Hccs Rabbo Pab - P53701

Número do item: CM0029959

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HCCS de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com Humano, Rato e Camundongo. Visa a holocitocromo c tipo sintase, essencial para a maturação do citocromo c. Ideal para pesquisa de distúrbios mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HCCS Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MLS, CCHL, MCOP57, LSDMCA1, HCCS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3052
GeneID	3052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-268 da HCCS humana (NP_005324.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53701
Peso Molecular da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo