


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Hcn1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60741

Número do item: CM0021537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HCN1 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o canal 1 ativado por hiperpolarização e modulado por nucleotídeos cíclicos, permeável a potássio/sódio, em humanos e camundongos, envolvido nas correntes marca-passo e na excitabilidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra HCN1
Observações/alias	BCNG1; DEE24; HAC-2; BCNG-1; EIEE24; GEFSP10; HCN1
Espécie	Humano
ID do gene	348980
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 791-890 do HCN1 humano (NP_066550.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	O60741
Peso da proteína	99 kDa
Transporte	Bolsa de gelo