

Hdac1 Mab De Camundongo - Q13547

Número do item: CM0003280

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo que visa o HDAC1 humano (UniProt Q13547). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa, desenvolvimento de ensaios de diagnóstico e aquisição de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC1 mAb de Camundongo
ID do Gene (Humano)	3065
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 393-482 do HDAC1 humano (Q13547)
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Acesso SWISS	Q13547
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo