


Hdac2 Coelho Pab - Q92769

Número do item: CM0019668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HDAC2 (histona desacetilase 2) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Detecta HDAC2 humano, de rato e de camundongo (~55kDa). Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC2 Coelho pAb
Observações/Apelido	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3066
GeneID	3066
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 390-488 do HDAC2 humano (NP_001518.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92769
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo