

Hdac4 Mab De Coelho - P56524

Número do item: CM0002195



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho HDAC4 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Específico para HDAC4 humana, uma histona desacetilase classe II de 119 kDa essencial na regulação epigenética, maturação muscular e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9759
GeneID	9759
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da HDAC4 humana (P56524).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P56524
Peso da Proteína	119 kDa
Envio	Bolsa de gelo