

Anticorpo Policlonal De Coelho Hdac5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Número do item: CM0027130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HDAC5 humano, uma histona desacetilase envolvida na regulação epigenética e no desenvolvimento muscular. Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de repressão transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10014
ID do Gene	10014
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-450 do HDAC5 humano (NP_005465.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UQL6
Peso Proteico	122kDa
Envio	Saco de gelo