

Anticorpo Policlonal De Coelho Hdac6 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Número do item: CM0027894

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HDAC6 para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta HDAC6 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa sobre desacetilação de tubulina, autofagia e vias de agressomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10013
GeneID	15185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 836-1037 do HDAC6 de camundongo (NP_001123888.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Z2V5
Peso da Proteína	126kDa
Envio	Saco de gelo