

## Anticorpo Policlonal De Hdac6 De Coelho (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Ubn7

Número do item: CM0021562



### introdução

Anticorpo Policlonal de HDAC6 de Coelho validado em WB, IHC-P, ELISA. Detecta HDAC6 humano, de camundongo e de rato (131 kDa). Adequado para estudos sobre desacetilação de tubulina, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HDAC6 pAb de Coelho                                                                                                                             |
| Observações/Apelido | HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID              | 10013                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do HDAC6 humano (NP_006035.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9UBN7                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 131kDa                                                                                                                                          |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                    |