


Hdac8 Mab De Coelho Para Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9By41

Número do item: CM0008366



introdução

HDAC8 mAb de Coelho validado para IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade humana, de camundongo e rato. Tem como alvo a histona desacetilase 8, um regulador chave da cromatina envolvido na transcrição e no ciclo celular. Adequado para pesquisas de epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDAC8 mAb de Coelho
Observações/Apelido	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55869
GeneID	55869
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HDAC8 humano (Q9BY41).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BY41
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo