


Mab De Coelho Anti-Hdac9 - Q9Ukv0

Número do item: CM0006510



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HDAC9 de alta qualidade para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta HDAC9 humano e de rato. Ideal para pesquisas sobre regulação epigenética e transcricional - Q9UKV0.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-HDAC9
Observações/Alcunhas	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9734
GeneID	9734
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q9UKV0
Peso da proteína	111 kDa
Envio	Em bolsa de gelo