

Anticorpo Policlonal De Coelho Hdgrfp2 - Hdgrfp2

Número do item: CM0025514

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o HDGFRP2 humano, validado em WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. O imunogénio corresponde à região C-terminal (aa 501-670). Ideal para investigação sobre a proteína 2 relacionada com o fator de crescimento derivado de hepatoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDGFRP2 pAb de Coelho
Observações/Apeliido	HRP2; HDGF2; HRP-2; HDGF-2; HDGFRP2
Espécie	Humano
ID do Gene	84717
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-670 do HDGFRP2 humano (NP_116020.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
Peso Proteico	74kDa
Envio	Saco de gelo