

Anticorpo Policlonal De Coelho Hdgrfp3 - Hdgrfp3

Número do item: CM0026730

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína 3 relacionada ao fator de crescimento derivado de hepatoma (HDGFRP3/HDGF2/HRP-3). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HDGFRP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	HDGF2; HRP-3; HDGF-2; CGI-142; HDGFRP3
Espécie	Humano
ID do Gene	50810
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-203 da HDGFRP3 humana (NP_057157.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo