

Anticorpo Policlonal De Coelho Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09601

Número do item: CM0013872



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo do heme, câncer e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) pAb de Coelho
Observações/Apelido	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3162
GeneID	3162
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 da Heme Oxygenase 1 humana (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09601
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo