

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Hes5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ta89

Número do item: CM0011972

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-HES5 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece o HES5 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre neurogênese e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-HES5
Observações/Apelido	bHLHb38; HES5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	388585
GeneID	388585
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 12-142 do HES5 humano (Q5TA89)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q5TA89
Peso da proteína	18 kDa
Transporte	Embalagem de gelo