


Anticorpo Policlonal De Coelho Hexa Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Número do item: CM0030222



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HEXA direcionado à subunidade alfa da beta-hexosaminidase. Adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de doenças de armazenamento lisossômico e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HEXA Coelho pAb
Observações/Apelido	TSD; HEXA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3073
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-529 do HEXA humano (NP_000511.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06865
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo