


Hfe2 Rabbit Pab - Q6Zvn8

Número do item: CM0029504



introdução

HFE2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, direcionado à hemojuvelina humana com reatividade cruzada para camundongo e rato, para pesquisas sobre homeostase de ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HFE2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JH; HFE2; RGMG; HFE2A
Espécie	Humano
GeneID	148738
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-174 do HFE2 humano (NP_998817.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZVN8
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo