


Anticorpo Monoclonal De Coelho Hibch Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Nvy1

Número do item: CM0012035



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho HIBCH validado para WB, IHC-P, ELISA em Humano, Rato e Camundongo. Detecta 3-hidroxisobutiril-CoA hidrolase mitocondrial de 43kDa; ideal para pesquisas sobre catabolismo de valina e metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HIBCH Rabbit mAb
Observações/Apelido	HIBYLCOAH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26275
ID do Gene	26275
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-330 da HIBCH humana (NP_055177.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6NVY1
Peso Proteico	43kDa
Entrega	Bolsa de gelo