

Anticorpo Policlonal De Coelho Hif1B/Arnt Para If/Icc, Elisa - P27540

Número do item: CM0024193



introdução

Anticorpo policlonal de coelho (pAb) anti-HIF1 β /ARNT validado para IF/ICC e ELISA. Detecta ARNT humano, de camundongo e rato (SWISS: P27540). Ideal para pesquisa de resposta à hipóxia e sinalização do receptor de hidrocarboneto arílico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-HIF1 β /ARNT
Observações/Apelidos	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	405
GeneID	405
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 465-570 do HIF1 β /ARNT humano (NP_001659.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27540
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo