

Painel De Anticorpos Monoclonais De Coelho De Alto Desempenho Para Citometria De Fluxo De Treg Humanos - Painel De Treg Humanos

Número do item: CM0011940

introdução

Um painel de anticorpos monoclonais de coelho para a análise de células T reguladoras humanas (Treg) por citometria de fluxo. Permite a imunofenotipagem precisa de populações de Treg, apoiando pesquisas em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Painel de Treg humanos
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
Envio	Bolsa de gelo