

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Histona H1T Para Wb, If-P, Elisa - Q07133

Número do item: CM0023318

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Histona H1t específica do testículo, validado para WB, IF-P e ELISA em amostras de camundongo e rato — ideal para aplicações de pesquisa em cromatina e meiose IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Histona H1t
Observações/Apelido	H1t; H1-6; H1.6; H1ft; Hist1h1t; Histona H1t
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	H1
GeneID	107970
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q07133
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de Gelo