

Mab De Coelho Contra Hla-A - P01891

Número do item: CM0002260

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao HLA-A humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, peso molecular previsto de 41 kDa. Adequado para pesquisa em imunologia e transplantes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra HLA-A
Observações/Apelido	HLAA; HLA-A
Espécie	Humano
ID do Gene	3105
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HLA-A humano (P04439)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01891
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo