

Hla-Dpb1 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04440

Número do item: CM0013130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLA-DPB1 humano, um antígeno de classe II do MHC que apresenta antígenos exógenos às células T CD4. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	HLA-DPB1 pAb de Coelho
Observações/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Espécie	Humano
ID do Gene	3115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-225 da HLA-DPB1 humana (NP_002112.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04440
Peso Proteico	29 kDa
Transporte	Bolsa de gelo