


Anticorpo Policlonal De Coelho Hla-Drb1 Para Wb E Elisa - P01911 / P01912 / Q29974

Número do item: CM0030315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho HLA-DRB1 de alta qualidade para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta a cadeia beta do MHC classe II humano e de camundongo (30 kDa). Ideal para pesquisa em imunologia sobre apresentação de antígenos e respostas de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HLA-DRB1 Rabbit pAb
Observações/Alíase	SS1; DRB1; HLA-DRB; HLA-DR1B; HLA-DRB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3123
GeneID	3123
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-230 do HLA-DRB1 humano (NP_002115.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01911 / P01912 / Q29974
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo