

Anticorpo Policlonal De Coelho Hla-G Para Wb, Elisa - P17693

Número do item: CM0029110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HLA-G humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a tolerância imunológica na interface materno-fetal, imunologia reprodutiva e pesquisa de pontos de verificação imunológicos. Peso molecular previsto 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HLA-G pAb de Coelho
Observações/Apelido	MHC-G; HLA-G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3135
GeneID	3135
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-230 do HLA-G humano (NP_002118.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17693
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo