

Hmg20B Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q9P0W2

Número do item: CM0028343

introdução

HMG20B Rabbit pAb é um anticorpo policlonal desenvolvido em coelho que reconhece HMG20B humano e de camundongo. Adequado para WB e ELISA, ele tem como alvo um regulador de cromatina essencial para a progressão do ciclo celular e a repressão da transcrição.

[Saiba mais](#)

Nome do Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HMG20B Rabbit pAb
Observações/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10362
ID do Gene	10362
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 do HMG20B humano (NP_006330.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0W2
Peso da Proteína	36 kDa
Transporte	Bolsa de gelo