

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Hnrnpf Para Wb, Elisa - P52597

Número do item: CM0023337



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HNRNPF validado para WB e ELISA; reage com humano e camundongo. Adequado para estudo de splicing alternativo e função de proteínas de ligação a RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HNRNPF Rabbit pAb
Observações/Alias	HNRPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3185
ID do Gene	3185
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 315-415 da HNRNPF humana (NP_004957.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P52597
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo