

Anticorpo Monoclonal De Coelho Hnrnrm Para Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Número do item: CM0003367



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho HNRNPM é um anticorpo monoclonal de coelho que reconhece HNRNPM (78 kDa) em humanos, camundongos e ratos. Adequado para WB, IP, IHC-P, IF/ICC e ELISA, ele suporta pesquisas sobre splicing de pré-mRNA e sinalização do antígeno carcinoembrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho HNRNPM
Observações/Apelido	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4670
GeneID	4670
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do HNRNPM humano (P52272)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52272
Peso Proteico	78 kDa
Remessa	Saco de Gelo