


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Hnrnpr Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43390

Número do item: CM0020040



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-HNRNPR validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta a ribonucleoproteína nuclear heterogênea R humana, de camundongo e de rato, um participante importante no processamento de mRNA. Ideal para pesquisas em biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	HNRNPR Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNRPR; NEDDFSB; hnRNP-R; HNRNPR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10236
GeneID	10236
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 550-633 da HNRNPR humana (NP_005817.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O43390
Peso da proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo