

Anticorpo Policlonal De Coelho Homer1 Para Wb, If-P, Elisa - Q86Ym7

Número do item: CM0028642

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HOMER1. Validado para Western blot, IF-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e rato. Proteína de andaime envolvida na sinalização sináptica e plasticidade. Ideal para pesquisa em neurociência sobre acoplamento de receptores de glutamato metabotrópico e morfologia de espinhas dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HOMER1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HOMER; SYN47; Ves-1; HOMER1A; HOMER1B; HOMER1C; HOMER1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9456
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-354 do HOMER1 humano (NP_004263.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q86YM7
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo