

Anticorpo Policlonal Hopx Coelho Polymab® Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bpy8

Número do item: CM0002214

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante direcionado à proteína humana HOPX (Homeodomain-only protein). Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em desenvolvimento cardíaco e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal HOPX Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	HOD; HOP; OB1; LAGY; TOTO; CAMEO; NECC1; SMAP31
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	84525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-73 da HOPX humana (NP_631957.1)
Fonte do Anticorpo	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPY8
Peso Molecular da Proteína	8 kDa
Envio	Em saco de gelo