

Anticorpo Policlonal De Coelho Hoxb5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09067

Número do item: CM0027933

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HOXB5 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e transcrição. Aproximadamente 29 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho HOXB5
Observações/Apelido	HOX2; HU-1; HOX2A; Hox2.1; HHO.C10; HOXB5
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3215
ID do Gene	3215
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 170-269 do HOXB5 humano (NP_002138.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09067
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de Gelo