

## Anticorpo Policlonal De Coelho Hrsp12 Para Wb, Elisa - P52758

Número do item: CM0026424



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à HRSP12 humana (RIDA), validado para WB e ELISA. Adequado para estudar o metabolismo de enamina/imina e clivagem de RNA dependente de m6A. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | HRSP12 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido | PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 10247                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-137 da HRSP12 humana (NP_005827.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                   |
| SWISS               | P52758                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 14kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                                              |