

Hs2St1 Rabbit Pab - Q7Lga3

Número do item: CM0015117

introdução

HS2ST1 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Ele detecta HS2ST1 humano, de camundongo e de rato, uma heparan sulfato 2-O-sulfotransferase de 42kDa envolvida no desenvolvimento renal e na biossíntese de HS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HS2ST1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NFSRA; dj604K5.2; HS2ST1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9653
GeneID	9653
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-229 da HS2ST1 humana (NP_001127964.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7LGA3
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo