

Pab De Coelho Contra Hsc70/Hspa8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11142

Número do item: CM0020556



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Hsc70/HSPA8 humano (Proteína cognata de choque térmico de 71 kDa, HSPA8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato e macaco. Adequado para pesquisa de chaperonas, autofagia e estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra Hsc70/HSPA8
Observações/Apelidos	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3312
GeneID	3312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-615 da Hsc70/HSPA8 humana (NP_006588.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Macaco
SWISS	P11142
Peso Proteico	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo