

Pab De Coelho Contra Hsd17B2 - P37059

Número do item: CM0020149

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSD17B2, uma 17-beta-hidroesteróide desidrogenase que inativa estradiol e testosterona. Adequado para WB e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Útil para estudos de metabolismo de esteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra HSD17B2
Observações/Apelidos	HSD17; SDR9C2; EDH17B2; HSD17B2
Espécie	Humano
GeneID	3294
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente à sequência dos aminoácidos 100-200 da HSD17B2 humana (NP_002144.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37059
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo