


Hsp27/Hspb1 Pab De Coelho - P04792

Número do item: CM0012905



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho HSP27/HSPB1 validado para Western blot (WB), Imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage com HSP27/HSPB1 humano, de rato e de camundongo (SWISS P04792). Tem como alvo a proteína de choque térmico beta-1, uma chaperona molecular envolvida na resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSP27/HSPB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; HSP27/HSPB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da HSP27/HSPB1 humana (NP_001531.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04792
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo